

MICROPLAQUE ELISA 96 PUIITS, DEMI-PUIITS

/ 675001

/ 675061

Description / spécifications

Désignation	Microplaque ELISA, 96 puits, demi-puits, MICROLON, codage alphanumérique des puits 675001 : Microlon 200, fixation moyenne 675061 : Microlon 600, haute fixation
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 199 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 15-175 µl
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non stérile
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4800 x g : rotor à godets oscillants
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	40
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autres information	Certificat qualité à télécharger

Image

