

MICROPLAQUE 96 PUIITS, PS, DEMI-PUITS

- / 675074 (stérile)
- / 675075
- / 675076
- / 675077 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, demi-puits, fond solide, repérage alphanumérique 675074, -077 : haute fixation, stérile 675075, -076 : fixation moyenne
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 199 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail = 15-175 µl
Matériaux	<u>Plaque</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	<u>Plaque</u> : 675074, -075 : blanc 675076, -077 : noir
Stérilisation	675075, -076 : non stérile 675074, -077 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4800 x g : rotor à godets oscillants
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	40
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

Image

