

MICROPLAQUE 96 PUIITS, PS, μ CLEAR®, DEMI-PUIITS

- / 675090 (stérile)
- / 675095
- / 675096

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, demi-uits, fond μ Clear®, repérage alphanumérique 675090 : traitement de surface physique, avec couvercle standard, stérile 675095, -096 : fixation moyenne
Dimensions	Voir « Customer Drawing » <u>Film</u> : 190 μ m \pm 10 %
Volume	Volume total : 199 μ l (calculé mathématiquement) Volume de travail = 15-175 μ l 675090 : surface de croissance : 15,0mm ²
Matériaux	<u>Plaque</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds <u>Film</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds 675090 <u>Couvercle</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	<u>Plaque</u> : 675095 : blanc 675090, -096 : noir 675090 <u>Couvercle</u> : transparent
Stérilisation	675090 : SAL 10 ⁻³ 675095, -096 : non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	675090 : Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 675095, -096 : Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

675095, -096 : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

675090 : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4800 x g : rotor à godets oscillants
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

	675090	675095, -096
Pièces / sachet	8	10
Pièces / carton	32	40
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	

Autre information Certificat de qualité à télécharger

Image

