

MICROPLAQUE 96 PUIITS, PS, DEMI-PUIITS

- / 675101
- / 675161 (stérile)
- / 675180 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, demi-uits, fond plein, codage alphanumérique des puits 675101 : style standard 675161 : style standard, stérile 675180 : traitement de surface stérile, avec couvercle standard, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 199 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail : 15-175 µl 675180 : surface de croissance = 0,15 cm ²
Matériaux	<u>Plaque</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds <u>Couvercle</u> : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	<u>Plaque</u> : transparent <u>Couvercle</u> : transparent
Stérilisation	675101 : non stérile 675161, -180 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	675101, -161 : Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 675180 : Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.
675180 : contenus non-cytotoxiques.


Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	4800 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	675101 : n/a 675161 : 5 ans 675180 : 4 ans

Conditionnement

	675101, -161	675180
Pièces / sachet	10	8
Pièces / carton	40	32
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	

Autre information [Certificat de qualité à télécharger](#)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.