

BOITE DE PETRI CARREE

- / 688102
- / 688161(stérile)

Description / spécifications

Désignation	Boîte de Petri carrée, avec ergots
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Matériaux	Boîte : PS (Polystyrène), absence métaux lourds Couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Boîte : transparente Couvercle : translucide
Stérilisation	688102 : non 688161 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique Elévation pour ventilation de la culture

Caractéristiques

688102 : -
688161 : Non cytotoxique

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	688102 : - 688161 : 5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	240
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.