

FLACON CULTURE CELLULAIRE CELLCOAT®

- / 690950
- / 690910
- / 690920
- / 690940

Description / spécifications

Désignation	Flacon culture cellulaire, CELLCOAT®, 25 cm ² , col incliné, imprimé et gravé graduation (échelle 5-40 ml) avec bouchon ventilé à filtre 690910 : Traité avec protéines de laminine 690920 : Traité avec protéines de fibronectine 690940 : Traité avec protéines poly-D-Lysine 690950 : Traité avec protéines de collagène de type I
Dimensions	<u>Bouteille et bouchon</u> : Voir « Customer Drawing » <u>Taille des pores de la membrane filtrante</u> : 0,2 µm
Volume	Volume maximal : 50 ml Volume de travail : 5-10 ml Zone de croissance : 25cm ²
Matériaux	<u>Flacon</u> : 690910 : PS (Polystyrène) revêtement Laminine 690920 : PS (Polystyrène) revêtement Fibronectine 690940 : PS (Polystyrène) revêtement Poly-D-Lysine 690950 : PS (Polystyrène) revêtement Collagène Type I <u>Bouchon vissant</u> : HDPE (polyéthylène haute densité) <u>Filtre</u> : PET (Polyéthylène Téréphtalate), PTFE (Polytétrafluoroéthane) Les matériaux de fabrication sont exempts de métaux lourds.
Couleur	Flacon : transparent ; impression : graduation blanche, graduation gravée : transparent Bouchon vissant : rouge ; Filtre : blanc
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique
Caractéristiques	
Plage température	Utilisation : 690910, -920 : +2°C à +8°C 690940, -950 : à température ambiante
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	N/A
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html (Ne concerne que le flacon standard sans revêtement)
Durée de conservation	690910, -920 : 6 mois 690940, -950 : 2 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	690910, -920 : 10
	690940, -950 : 10
Pièces / carton	690910, -920 : 10
	690940, -950 : 50
Numéro de lot	AABB0D89 (année, semaine, code pays, index, code unique)

Autre information

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.