

## INOCULATEUR/ENSEMENCEUR 10 $\mu$ L

- / 731171 (stérile)
- / 731170 (stérile)
- / 731175 (stérile)

### Description / spécifications

Désignation	Inoculateur, 10 $\mu$ l, 200mm, PS, bleu, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume : 10 $\mu$ l
Utilisation prévue	Produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Matériaux	PS (Polystyrène)
Couleur	Bleu
Stérilisation	SAL 10 <sup>-3</sup>
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

### Caractéristiques

Hydrophobe	
Plages température	-20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	n/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
Durée de conservation	5 ans

### Conditionnement

Pièces / sachet	731170 : 50
	731171 : 1
	731175 : 10
Pièces / carton	731170 : 2.000
	731171 : 600
	731175 : 3.000
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

### Image

