

ENSEMENCEUR

- / 731180 (stérile)
- / 731181 (stérile)
- / 731185 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Ensemenceur PS
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Jaune
Stérilisation	SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Hydrophobe

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	731180 : 50
	731181 : 1
	731185 : 10
Pièces / carton	731180 : 2000
	731181 : 600
	731185 : 3000
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

