

ENSEMENCEUR

- / 731180 (stérile)
- / 731181 (stérile)
- / 731185 (stérile)

Description / spécifications

| | |
|---------------------|---|
| Désignation | Ensemenceur PS |
| Dimensions | Voir « Customer Drawing » |
| Matériaux | PS (Polystyrène), absence métaux lourds |
| Couleur | Jaune |
| Stérilisation | SAL 10 ⁻³ |
| Contrôle qualité | <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide |
| Utilisation | Produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. |
| Autres informations | Usage unique |

Caractéristiques

Hydrophobe

| | |
|-----------------------|--|
| Plages température | Utilisation : -20°C à +60°C |
| Autoclavable | Non |
| Résistance chimique | Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html |
| Durée de conservation | 5 ans |

Conditionnement

| | |
|-----------------|--|
| Pièces / sachet | 731180 : 50 |
| | 731181 : 1 |
| | 731185 : 10 |
| Pièces / carton | 731180 : 2000 |
| | 731181 : 600 |
| | 731185 : 3000 |
| Numéro de lot | F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) |

Image

