

POINTE MACRO 5ml

/ 745290

Description / spécifications

Désignation	Pointe macro, incolore, 250 PCS./sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume 1-5 ml
Matériaux	PP (Polypropylène, absence métaux lourd)
Couleur	Incolore
Stérilisation	Non stérile
Contrôlé qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique Adapté à P5000 Gilson®

Caractéristiques

Haute résistance à la rupture (forme solide et stable).

Plages température	-190°C à environ +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	n/a

Conditionnement

Pièces / sachet	250
Pièces / carton	2 500
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

