

MICROPLAQUE EN BARRETTES 96 Puits, PS, FOND F

- / 762070
- / 762071
- / 762074
- / 762075
- / 762076
- / 762077

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS en barrettes, 12 x F8 barrettes montées sur cadre, fond F 762070 : MICROLON 200, fixation moyenne 762071 : MICROLON 600, haute fixation 762074 : MICROLON 600, haute fixation 762075 : MICROLON 200, fixation moyenne 762076 : MICROLON 200, fixation moyenne 762077 : MICROLON 600, haute fixation
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 388 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 20-350 µl
Matériaux	<u>Barrettes et cadre</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	<u>Cadre</u> : blanc 762070, -071 : barrette = transparent 762074, -075 : barrette = blanc 762076, -077 : barrette = noir
Stérilisation	Non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'immunologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Note : Cette fiche technique est valable à la date de diffusion. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	100
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autres information	Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.