

PIPETTE SÉROLOGIQUE CELLSTAR® 50 ML

- / 768180 (stérile)
- / 768160 (stérile)
- / 768160-TRI (stérile)

Description / spécifications

| | |
|---------------------|---|
| Désignation | Pipette, 50ml, gradué 1/2, stérile, EMB.INDV papier-plastique |
| Dimensions | Voir « Customer Drawing » |
| Volume | 50ml précision volumétrique +/- 2% |
| Matériaux | Pipette et embout : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds Embout : Polyester, absence de métaux lourds |
| Couleur | Pipette : Transparente Embout : Blanc |
| Stérilisation | 768160, -180 : SAL 10 ⁻³ 768160-TRI : SAL 10 ⁻⁶ |
| Contrôle qualité | <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide |
| Utilisation | Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. |
| Autres informations | Usage unique |

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques

| | |
|-------------------------|--|
| Plages température | Utilisation : 0°C to +40°C |
| Autoclavable | Non |
| Centrifugation, RCF max | N/A |
| Résistance chimique | Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html |
| Durée de conservation | 5 ans |

Conditionnement

| | |
|--------------------|--|
| Pièces / sachet | 768160 : 1(emballage « peel-off » plastique/plastique) 768180 : 1(emballage « peel-off » papier/plastique) 768160-TRI : 1(emballage « peel-off » plastique/plastique) ou 10 (triple emballage) |
| Pièces / carton | 768160,-180, -160-TRI : 100 |
| Numéro de lot | F YY MM XXX(usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) |
| Autres information | Certificat qualité à télécharger |

Image

