

## POINTES À FILTRE SAPHIRE 10µl XL, FAIBLE RÉTENTION

/ 772363 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Pointe à filtre Sapphire universelle, PP, faible rétention, 10µl XL, graduée. Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 0,5 µl et 10 µl, ajustement universel, graduée, pointe allongée pour une meilleure récupération des petits volumes d'échantillons, en rack, stérile.
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	0,5 – 10 µl
<b>Matériaux</b>	<u>Pointe</u> : PP (Polypropylène faible rétention), absence métaux lourds <u>Filtre</u> : PE (Polyéthylène), taille moyenne du pore : 16-35µm <u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	<u>Pointe</u> : transparent <u>Filtre</u> : blanc <u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : rouge
<b>Stérilisation</b>	Irradiation [SAL <sup>-6</sup> ]
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

<b>Plages température</b>	Température ambiante (15°C – 30°C)
<b>Autoclavable</b>	N/a (stérile par irradiation)
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	3 ans
<b>Autres informations</b>	La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

## Conditionnement

	<b>772363</b>		
Pièces / sachet ou rack	96 / rack		
Pièces / boîte	960		
Pièces / carton	5 760		
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information      [Certificat qualité à télécharger](#)

## Image



**Note:** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.