

## POINTES À FILTRE SAPHIRE 20µl

/ 773353 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Pointe à filtre Sapphire universelle, PP, 20µl, graduée. Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 2 µl et 20 µl, ajustement universel, graduée, en rack, stérile.
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	2 – 20 µl
<b>Matériaux</b>	<u>Pointe</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds <u>Filtre</u> : PE (Polyéthylène), taille moyenne du pore : 16-35µm <u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	<u>Pointe</u> : transparent <u>Filtre</u> : blanc <u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : orange
<b>Stérilisation</b>	Irradiation [SAL <sup>-6</sup> ]
<b>Contrôlé qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

<b>Plages température</b>	Température ambiante (15°C – 30°C)
<b>Autoclavable</b>	N/a (stérile par irradiation)
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	3 ans
<b>Autres informations</b>	La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

## Conditionnement

	<b>773353</b>		
Pièces / sachet ou rack	96 / rack		
Pièces / boîte	960		
Pièces / carton	5 760		
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information      [Certificat qualité à télécharger](#)

## Image



**Note:** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.