

POINTES SAPHIRE 1250 μ l

- / 778350
- / 778351
- / 778352 (stérile)
- / 778354
- / 778355 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	<p>Pointe Sapphire universelle, PP, 1250μl, graduée.</p> <p>Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 50μl et 1250μl, ajustement universel, graduée.</p> <p>778350 : sachet, non stérile</p> <p>778351 : rack, non stérile</p> <p>778352 : rack, stérile</p> <p>778354 : recharge, non stérile</p> <p>778355 : recharge, stérile</p> <p><u>Rack vide correspondant</u> : 770340 (insert bleu)</p>
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	50 – 1250 μ l
Matériaux	<p><u>Pointe</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p>
Couleur	<p><u>Pointe</u> : transparent</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : bleu</p>
Stérilisation	<p>778350, -351, -354 : non stérile</p> <p>778352, -355 : irradiation [SAL⁻⁶]</p>
Contrôle qualité	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
Autres informations	<p>Usage unique</p> <p>Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité</p>

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

Plages température Température ambiante (15°C - 30°C)

Autoclavable 778350, -351, -354 : 121°C / 20 minutes
778352, -355 : n/a (stérile par irradiation)

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 3 ans

Autres informations La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

Conditionnement

	778350	778351, 778352	778354, 778355
Pièces / sachet ou rack	1 000 / sachet	96 / rack	96 / rack / recharge
Pièces / boîte	-	960	n/a
Pièces / carton	5 000	5 760	4 800
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image

