

MICROPLAQUE 384 PUIITS

- / 781090 (stérile)
- / 781091 (stérile)
- / 781092 (stérile)
- / 781093 (stérile)
- / 781095
- / 781096
- / 781097 (stérile)
- / 781098 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	<p>Microplaque culture cellulaire 384 puits, PS, Fond F, µClear®, noir, couvercle, TC, stérile, 8 PCS./sachet, repérage alphanumérique des puits</p> <p>781090, -091, -098 : traitement physique de surface avec couvercle (profil bas) stérile</p> <p>781092, -093 : : traitement physique de surface, stérile</p> <p>781097 : haute fixation, stérile</p> <p>781095, -096 : fixation moyenne</p>
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume par puit	<p>Volume total : 131 µl</p> <p>Volume de travail : 15 -110 µl</p> <p>781090, -091, -092, -093, -098 : surface de croissance : 10 mm²</p>
Matériaux	<p><u>Plaque</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds</p> <p><u>Film</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds</p> <p><u>Couvercle</u> : 781090, -091, -098 : PS (Polystyrène), absence métaux lourds</p>
Couleur	<p><u>Plaque</u> :</p> <p>781090, -091, -092, -096, -097 : plaque noire, fond transparent</p> <p>781093, -094, -095, -098 : plaque blanche, fond transparent</p> <p><u>Couvercle</u> : 781090, -091, -098 : transparent</p>
Stérilisation	<p>781095, -096 : non</p> <p>781090, -091, -092, -093, -097, -098 : SAL 10⁻³</p>
Contrôlé qualité	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
Autres informations	<p>Usage unique</p> <p>781090, -091, -098 : Les microplaques couvertes peuvent être facilement saisies sur le côté dans les processus automatisés</p>

Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

781090, -091, -092, -093, -098 : contenu non cytotoxique

Plages température -20°C à +60°C

Autoclavable Non

Centrifugation, RCF max 781090, -091, -092, -096, -097 : 3000 x g : rotor nacelle

781093, -095, -098 : 4000 x g : rotor nacelle

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 4 ans

Conditionnement

Pièces / sachet 781090 : 20

781091, -098 : 8

781092, -093, -095, -096, -097 : 10

Pièces / carton 781090 : 120

781091, -098 : 32

781092, -093, -095, -096, -097 : 40

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information Certificat qualité

Image

