FICHE TECHNIQUE



POINTES FINNTIP® FILTER, 0,2 A 10 µL

- / Référence Greiner Bio-One : 94052000
- / Désignation produit : FINNTIP®Filter, 0,2 à 10 µl, Stérile, [Lg:32 mm], rack 96, THERMO SCIENTIFIC

Caractéristiques

- Volume : 0,2 à 10 μl

- Matière : Polypropylène (PP)

- Couleur : Transparent

- Graduation : Non

- Filtre : Oui

- Stérile : Stérile (Certificat inclus dans la boîte)

- Dimensions : - Longueur : 32 mm ; - Diamètre intérieur : 0.8 mm

- Poids: 0,12 g

Conditionnement

En rack de 96

Certification

Certificat CE

Image

Longueur : 33mm