

## BOUCHON A AILETTE 10MM

- / Référence Greiner Bio-One : BA100BA
- / Référence Fournisseur : BA100-03
- / Désignation produit : Bouchon à ailette, 10 mm, Blanc compatible TH3/TL7512

### Caractéristiques

- Couleur de la cape : Blanc
- Matière de la cape : Polyéthylène Basse densité
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+75°C
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Autoclavage du corps principal : N/A

### Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

### Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 10000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 1000

### Qualité

- Norme ISO9001 standard

### Image

