

## BOUCHON A AILETTE 10MM

- / Référence Greiner Bio-One : BA100NO
- / Référence Fournisseur : BA100-00
- / Désignation produit : Bouchon à ailette, 10 mm, Noir compatible TH3/TL7512

### Caractéristiques

- Couleur de la cape : Noir
- Matière de la cape : PEBD basse densité
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+75°C
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Autoclavage du corps principal : N/A

### Conservation de stockage

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

### Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 15000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 3000

### Qualité

- Normes et certifications :
  - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
  - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004

### Image

