



## FICHE TECHNIQUE « KALISEPT LINGETTES DÉSINFECTANTES »

FORMULE PARFUM CITRON, SANS PICTOGRAMME DE DANGER

### FORMULE :

Aqua, Benzalkonium chloride, Trideceth-7, Isopropanol, Ethanol denat, Bitrex, Parfum citron.

### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUE :

En condition de propretés :

- Bactéricide EN1276, EN13697 en 5 min.
- Levuricide sur Candida Albicans : EN1650 en 5 min, EN13697 en 15 min.
- Virucide EN14476 sur Adenovirus, Polyomavirus, Norovirus, Coronavirus, H1N1, H5N1 en 1min, Rotavirus en 15 min.

### MODE D'EMPLOI :

Soulever le capot et retirer la petite étiquette d'étanchéité. Tirer une lingette, frotter les surfaces à nettoyer. Bien refermer le capot après utilisation. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu. Le rincage est inutile sauf si le produit est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Aucun pictogramme de danger. Consulter la fiche de données de sécurité au préalable. Produit Biocide TP2.

### CONDITIONNEMENT :

Pack de 50 lingettes épaisses 180 x 200 mm.  
Carton de 12 packs.  
Palette de 70 cartons.

