

TAMPONS SATURÉ DE 70% D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE

- / Référence Greiner Bio-One : TAALHOS
- / Désignation produit : Tampon alcoolisé 70° isopropylique, Alco-Prep® Medium

Application

Nettoyage de la peau saine et intacte avant injection

Caractéristiques

Emballé hermétiquement en sachets d'aluminium laminé.
Destiné à usage unique et externe.

- Dimensions : Dimensions tampons 30 x 60 mm (déplié)
Boîte - 200 sachets : 13,5 x 10,3 x 5,4 cm
- Matériaux : tampons doux, non-tramé perforé, saturé de 70% d'alcool isopropylique U.S.P.
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péréemption : 5 ans

Températures

Pas de température d'utilisation et de stockage

Conditionnement

- Conditionnement : carton de 20 boîtes
- Sous-conditionnement : boîte de 200
- Minimum de vente : boîte de 200

Qualité

- Normes et certifications : ISO 13485: 2012
- Marquage CE : Marquage CE, Classe 1, non-stérile

N° de lot et date de péremption indiquée sur chaque sachet, boîte et carton

- Stérilité : N/A

Photo

