



## FICHE TECHNIQUE

### HARICOT A USAGE UNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT : " Haricot" jetable en papier recyclé

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : Dispositif médical de classe 1 selon le règlement (UE) 2017/74



### DONNÉES PRODUIT :

Spécification :	
Numéro de référence	MP-001
Longueur en mm :	255 +/-2
Largeur en mm :	150 +/-2
Hauteur en mm :	45 +/-2
Capacité en ml	700
Poids en gr	22 +/-3

Conception du produit :	
Matériel papier	Fibre
Color	Brun naturel
Durée de conservation	5 ans

Résistance aux liquides :	
Eau distillée	24 heures
Solution saline isotonique	24 heures
Peroxyde d'hydrogène 3 %	24 heures
Solution d'urée 3 %	24 heures
Solution d'acide acétique 3%	6 heures

\* Testé selon la procédure de test interne

Informations logistiques :	
Quantité dans un carton	320 pièces
Carton dimensions (D x H x W)	260 x 295 x 380 mm
Conditions de stockage	Conserver à sec entre 5 °C et 40 °C. Éviter l'exposition directe au soleil Éviter le contact avec l'eau

Notre société est certifiée selon les normes : EN ISO 13485:2016,  
EN ISO 9001:2015

