

## GARROT LATEX

Référence Greiner Bio-One : 4290075  
Référence fournisseur : 4290075

<b>Désignation</b>	Garrot en latex 75cm, non stérile, 25 pcs
<b>Dimensions</b>	75 cm x 1,8 cm x 1,5 mm
<b>Composition</b>	Caoutchouc naturel
<b>Conformité</b>	93/42/CE - Classe I
<b>Fabricant</b>	Jiangsu High Hope International Group sunshine I/E Corp - No 50'Zhonghua Road'Nanjing- China
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 25 pièces - carton de 20 boîtes
<b>Durée de vie</b>	5 ans dans des conditions normales de stockage
<b>Stérilisation</b>	Stérilisable à l'oxyde d'éthylène
<b>Nettoyage</b>	Avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse
<b>Image</b>	

