

Los bisturís son cuchillos muy afilados utilizados en disecciones de animales, siendo de gran utilidad cuando se requiere un corte muy preciso y fino. Los bisturís presentan dos componentes, cuchilla y mango, disponibles en varios tamaños y formas; el uso de cada modelo dependerá del tipo y la accesibilidad de los tejidos a cortar.

Les bistouris sont des couteaux très aiguisés employés aux dissections des animaux, spécialement dessinés pour effectuer de coupes très précises et fines. Les bistouris présentent deux composants, couteau et manche, disponibles dans de plusieurs tailles et formes, à employer selon le type et l'accessibilité des tissus à couper.

### Bisturís desechables | Bistouris jetables

Se suministran en cajas de 10 unidades de bisturís completos, con cuchilla y mango, totalmente estériles y empaquetados individualmente. Hoja fabricada en acero al carbono.

Dispensés en boîtes de 10 unités complètes, avec couteau et manche, totalement stériles et empaquetés individuellement. Lame fabriquée en acier au carbone.



Ref. / Réf: 61204220, 61204240

	Referencia Référence	Número Numéro	Longitud Longueur
SCALPEL10	61204100	10	135 mm
SCALPEL11	61204110	11	135 mm
SCALPEL12	61204120	12	135 mm
SCALPEL15	61204150	15	135 mm
	61204180	18	135 mm
SCALPEL20	61204200	20	160 mm
SCALPEL21	61204210	21	160 mm
SCALPEL22	61204220	22	160 mm
SCALPEL23	61204230	23	160 mm
SCALPEL24	61204240	24	160 mm
	61204250	25	160 mm