















FICHE TECHNIQUE**SPECULUM
SPECULUM**









DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Speculum vaginal pour examen gynécologique <i>Vaginal speculum for gynecological examination</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe Is (MDD 93/42/CEE) <i>Medical device of class Is (MDD 93/42/CEE)</i>
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Polystyrène transparent <i>transparent polystyrene</i> ne contient ni phtalate ni latex <i>contains no phtalate or latex</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

	M50300	16 mm		Spéculum vaginal XXsmall	Carton de 50 unités
	M50301	20 mm		Spéculum vaginal Xsmall	Carton de 50 unités
SP20	M50301/100	20 mm		Spéculum vaginal Xsmall	Carton de 100 unités
	M50302	24 mm		Spéculum vaginal Small	Carton de 50 unités
SP24	M50302/100	24 mm		Spéculum vaginal Small	Carton de 100 unités
	M50303	26 mm		Spéculum vaginal Médium	Carton de 50 unités
SP26	M50303/100	26 mm		Spéculum vaginal Médium	Carton de 100 unités
	M50304	30 mm		Spéculum vaginal Large	Carton de 50 unités
SP30	M50304/100	30 mm		Spéculum vaginal Large	Carton de 100 unités

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XXX numéro organisme notifié / <i>CE certification xxx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène / <i>EO sterilization</i>

	Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Représentant européen / <i>European Representative</i>		Importateur / <i>Importer</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Sens de stockage / <i>Storage orientation</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
 / *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / *STORAGE CONDITIONS*

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
 / *Store in a clean, dry place, away from light.*

CONDITIONS DE STERILISATION / *STERILIZATION CONDITIONS*

Produit stérile / *sterile products* : EO
 Péréemption / *expiry date* : 5 ans / *years*

VISUEL PRODUIT / *VISUAL PRODUCT*

