



Siège polyuréthane

Gamme 63

6301

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Siège réglable par colonne à gaz chromée
- Avec dossier et assise ergonomique polyuréthane **très grand confort**
- Commande manuelle sous l'assise
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Hauteur variable de 47,5 à 67,5cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **6311** : Idem 6301 mais sur patins, hauteur variable de 47,1 à 67,1cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans

ACCESSOIRES



ACC 14
Commande au pied



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm




ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées
en charge ou hors-charge



HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com