FICHE TECHNIQUE



PORTOIR 6x15 TUBES

Référence Greiner Bio-One : BJB001, BJB002, BJB003, BJB004

/ Désignation produit : Portoir PP, Ø 13 mm, 6x15 tubes

Description Portoirs de forme rectangulaire et disponibles en différentes couleurs pour recevoir 6x15

tubes d'un diamètre de 13mm. (90 trous)

Facilement empilables et démontables pour économiser l'espace et idéaux pour contenir

des échantillons en bain puisqu'ils ne flottent pas dans l'eau.

Les trous sont identifiés alfa numériquement.

Mesures approximatives: 150x247x70 mm.

Matériau En Polypropylène

Couleur BJB001: Blanc

BJB002 : Bleu BJB003 : Rouge BJB004 : Jaune

Caractéristique Autoclavable : Oui

Conditionnement 1

Photo

