



*Fauteuil de prélèvement hydraulique*

**Gamme 512**

**512 14T**

  
**greiner**  
BIO-ONE



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485


Réf GBO : CA51214T

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique pivotant à 360° (possibilité de bloquer la rotation), 3 parties
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm<sup>2</sup>, non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Pied sur socle chromé

## DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 55cm à 74cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique



### À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**



### À SAVOIR



Garantie : 2 ans  
(1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



**ACC 537**  
Jeu d'étaux diam. 14mm  
pour gouttières et étriers  
pour toutes gammes sauf LUVIA



**ACC 535**  
Jeu d'étaux double diam. 14mm  
et 16mm pour gouttière + tige  
porte-sérum

**ACC 516**  
Option commande simultanée  
Dossier/jambière



**ACC 105**  
Jeu d'étriers inox standard  
diam. 14mm, sans étau



**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir,  
sur rotule mousse polyuréthane,  
diam. 14mm, sans étau



**SLFEMIREPOSE**  
Housse prélude pour repose  
jambes (ACC964), l'unité



**ACC 514-GOUT**  
Protection gouttière en plastique  
transparent, l'unité



**ACC 514-ASSISE**  
Protection plastique assise



**ACC 514-JAMBIÈRE**  
Protection plastique pour  
jambière



**ACC 517-512**  
Protection plastique pour dossier



**ACC 54005**  
Tête 1/2 lune largeur 55cm  
revêtement non feu M1



**ACC 910-PLAT02**  
Plateau inox support 340x340  
avec étau

**ACC 910-PLAT04**  
Plateau plastique  
support 350x270 avec étau



**ACC 113U**  
Jeu de poignées de maintien  
latérales, sans étau prêt à fixer  
sur fauteuil




**ACC 113U-105**  
Jeu de poignées de maintien  
latérales, avec étaux pour  
adapter une paire d'étriers  
prêt à fixer sur fauteuil



**ACC 125**  
Porte rouleau  
adaptable tous modèles



**ACC 32012**  
Tige porte-sérum inox diam.  
16mm, 2 crochets plastiques,  
sans étau



**ACC 32014**  
Tige porte-sérum inox diam.  
16mm, 2 crochets inox,  
sans étau



**ACC TETERGO**  
Tête ergonomique amovible



**ACC 110**  
Gouttière prise de sang  
Avec ferrure, sans étau, l'unité



**ACC 110POLY**  
Gouttière prise de sang  
polyuréthane avec ferrure  
Sans étau, l'unité



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an