

**GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUVRE MEDI-TRIL PLUS**

*MEDI-TRIL PLUS nitrile examination gloves without powder*

<b>DESCRIPTION</b> <i>/ DESCRIPTION</i>	Gants d'examen à usage unique non poudré MEDI-TRIL PLUS. Ambidextres, non stériles, poignets roulés, sans latex. <i>/ MEDI-TRIL PLUS single-use powder-free examination gloves. Ambidextrous, non-sterile, rolled cuffs, latex-free.</i>
<b>INDICATIONS</b> <i>/ INDICATIONS</i>	Les gants médicaux sont des dispositifs de protection cutanée à usage unique utilisés lors de la réalisation de soins présentant un risque infectieux pour le soignant et/ou le patient. <i>/ Medical gloves are single-use skin protection devices used when providing care that presents an infectious risk for the caregiver and/or the patient.</i>
<b>REGLEMENTATION</b> <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe I / <i>Class I medical device</i> RDM (UE) 2017/745 ASTM D3578 EN455-1 / EN455-2 / ENR455-3 / ENR455-4 EN374-1 / EN374-5
<b>COMPOSITION</b> <i>/ COMPOSITION</i>	Non poudré Nitrile sans protéine ni latex <i>/ Powder-free</i> <i>Nitrile without protein or latex</i>

**INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE**

	Taille <i>Size</i>	Poids du gant (g) <i>Glove weight (g)</i>	Largeur paume de main (mm) <i>Width of hand palm (mm)</i>	Longueur (mm) <i>length (mm)</i>	Epaisseur doigts (mm) <i>Finger thickness (mm)</i>	Epaisseur paume (mm) <i>Palm thickness (mm)</i>	Epaisseur poignet (mm) <i>Cuff thickness (mm)</i>
<b>A1421</b>	XS	2.5 ± 0.3	≤ 80	≥ 220	0.10 ± 0.03	0.08 ± 0.03	0.07 ± 0.03
	S	3.0 ± 0.3	80 ± 10	≥ 220	0.10 ± 0.03	0.08 ± 0.03	0.07 ± 0.03
	M	3.5 ± 0.3	95 ± 10	≥ 230	0.10 ± 0.03	0.08 ± 0.03	0.07 ± 0.03
	L	4.0 ± 0.3	110 ± 10	≥ 230	0.10 ± 0.03	0.08 ± 0.03	0.07 ± 0.03
<b>A1425</b>	XL	4.5 ± 0.3	≥ 110	≥ 230	0.10 ± 0.03	0.08 ± 0.03	0.07 ± 0.03

Grammage : 3.5 ± 0.3 g


















	Avant vieillissement (before aging)	Après vieillissement (after aging)
<b>Elongation (%)</b> (elongation at break)	≥500%	≥400%
<b>Résistance traction (MPa)</b> (Tensile Strength)	≥14MPa	≥14MPa
<b>Force à la rupture (N)</b> (Force at break)	≥6N	≥6N

Taux de protéines / protein rate : Max. 50 µg/dm<sup>2</sup>

## REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

	Référence /Reference	Taille /Size	Conditionnement /Packaging
A1421	A1411	XS	100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton 100 gloves ± 2 per box. 10 boxes per carton.
	A1412	S	
	A1413	M	
	A1414	L	
A1425	A1415	XL	

## SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Certification CE / CE certification
	Date de fabrication / Manufacturing date		Sens de stockage / Storage orientation
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Dispositif médical / Medical device		Limite de température / Temperature limit
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Contact alimentaire / food contact		Ne contient pas de latex ou caoutchouc naturel / Does not contain natural latex or rubber
	Produit non stérile / Non sterile product		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Marchandise à manipuler avec soin / Handling with care		

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.  
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

### **CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS**

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière, entre 5°C et 40°C.  
/Store in a clean, dry place, away from light, between 5°C and 40°C.

Date de péremption : 5 ans après la date de fabrication.  
/ Expiration date: 5 years after the date of manufacture.

### **CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS**

Produit non stérile  
/ Non sterile product.

### **VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT**



**FABRICANT / MANUFACTURER:**  
MEDISTOCK