FICHE TECHNIQUE



BOITE POSTALE EN PLASTIQUE 2 LAMES

Référence Greiner Bio-One: BPP2 Référence Fournisseur: 979930

Désignation produit : Boite Postale en plastique pour 2 lames

Application Destinée au transport et à la protection de lames

Caractéristiques Dimensions: 87 x 47 x 16 mm (fermé)

Matériaux : Polypropylène naturel, autoclavable (121°C)

Automatisation: N/Á Usage unique : N/A Pérémption: N/A

Température Température d'utilisation : N/A

Température de stockage : N/A

Conditionnement Conditionnement: 250 Sous-conditionnement: 10

Minimum de vente: 10

Qualité Normes et certifications : N/A

Marquage CE: N/A

Stérilité: N/A

Informations Taille de compartiment ajustée : aucun risque d'endommager la lame. Complémentaires

Fermeture facile.

Boite verticale avec couvercle rabattable.

Le couvercle possède un rebord interieur pour éviter le mouvement des lames pendant le transport. Il comprend aussi un creu qui permet à la boîte d'être totalement

scéllée mais aussi d'aposer une étiquette.

La boîte est fabriquée pour contenir 2 lames mais peut aussi en contenir 4.

Image

