

FÜR DIAGNOSTIK & IMMUNOLOGIE

FREE OF
detectable
DNase

FREE OF
detectable
human DNA

FREE OF
detectable
RNase

 non-
cytotoxic

 non-
pyrogenic

96 WELL


ELISA-STREIFENPLATTEN

Greiner Bio-One bietet eine große Auswahl an 96 Well Mikroplatten im Streifenformat für immunologische Anwendungen an. Mikroplatten im Streifenformat ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität. Einzelne Streifen können aus dem Halterahmen entfernt und die Anzahl an Kavitäten an die Zahl der durchzuführenden Tests angepasst werden. Die Probenzahl ist somit nicht durch das verwendete Plattenformat vorbestimmt.

Immunologische Produkte von Greiner Bio-One zeichnen sich durch konstante Bindungseigenschaften aus und unterliegen einer ständigen Kontrolle durch unser Qualitätssicherungslabor. Transparente MICROLON Produkte werden mittels ELISA, schwarze FLUOTRAC und weiße LUMITRAC Produkte mittels FIA bzw. LIA getestet.

KEY FACTS

- / Mit medium- und high-binding Oberflächen
- / U8-Streifenplatten (transparent)
- / F8 Streifenplatten (transparent / schwarz / weiß)
- / F16/U16 Streifenplatten (transparent; schwarz / weiß auf Anfrage)
- / Streifen im Rahmen vormontiert



96 Well ELISA-Streifenplatten

Well Format: 96, Bodenart: fest, Material: PS, Abdeckplatte: nein

Art. Nr.	Näpfchen- geometrie	Bindungs- eigenschaft	Bindung Markenname	Farbe Produkt	Plattentyp	Arbeitsvolumen (Well)	Stück UVP / VP
767070	U-Boden	med.-binding	MICROLON 200	○ transp.	Streifenplatte 12x8	50 µl - 280 µl	10 / 100
767071	U-Boden	high-binding	MICROLON 600	○ transp.	Streifenplatte 12x8	50 µl - 280 µl	10 / 100
762070	F-Boden	med.-binding	MICROLON 200	○ transp.	Streifenplatte 12x8	20 µl - 350 µl	10 / 100
762071	F-Boden	high-binding	MICROLON 600	○ transp.	Streifenplatte 12x8	20 µl - 350 µl	10 / 100
762075	F-Boden	med.-binding	LUMITRAC 200	○ weiß	Streifenplatte 12x8	20 µl - 350 µl	10 / 100
762074	F-Boden	high-binding	LUMITRAC 600	○ weiß	Streifenplatte 12x8	20 µl - 350 µl	10 / 100
762076	F-Boden	med.-binding	FLUOTRAC 200	● schwarz	Streifenplatte 12x8	20 µl - 350 µl	10 / 100
762077	F-Boden	high-binding	FLUOTRAC 600	● schwarz	Streifenplatte 12x8	20 µl - 350 µl	10 / 100
756070	F-Boden	med.-binding	MICROLON 200	○ transp.	Streifenplatte 6x16	20 µl - 350 µl	10 / 100
756071	F-Boden	high-binding	MICROLON 600	○ transp.	Streifenplatte 6x16	20 µl - 350 µl	10 / 100
754070	U-Boden	med.-binding	MICROLON 200	○ transp.	Streifenplatte 6x16	50 µl - 280 µl	10 / 100
754061	U-Boden	high-binding	MICROLON 600	○ transp.	Streifenplatte 6x16	50 µl - 280 µl	10 / 100