









KOMPATIBILITÄTS- ÜBERSICHT

FÜR SAPHIRE PIPETTENSPIZEN MIT GÄNGIGEN PIPETTENMODELLEN

PIPETTENSPIZEN (STANDARD / LOW RETENTION)

								
Volumen [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
Volumenbereich [µl]	0,2-10	0,5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Spitzenvariante	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Filterspitze	Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze	Spitze/ Filterspitze
Artikelnummer	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

PIPETTENMODELLE

GREINER BIO-ONE

Einkanalpipetten


Sapphire	0,2-2 µl	●	●						
	1-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		P ● F -			
	10-100 µl			■	●	P ● F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
	500-5000 µl								
	1000-10000 µl								

Mehrkanalpipetten

Sapphire	8/12 CH 0,5-10 µl	●	●						
	8/12 CH 2-20 µl			●		P ● F -			
	8/12 CH 20-200 µl			■	■	●	●		
	8/12 CH 20-300 µl			■	■	■	●		

P = Pipettenspitze ● kompatibel - nicht kompatibel
F = Filterspitze ■ Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen

PIPETTENSPITZEN (STANDARD / LOW RETENTION)



Volumen [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
Volumenbereich [µl]	0,2-10	0,5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Spitzenvariante	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Filterspitze	Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze	Spitze/ Filterspitze
Artikelnummer	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

PIPETTENMODELLE

BRAND

Einkanalpipetten

Transferpette® S	0,5-10 µl	●	●						
	2-20 µl	■	■	●		P ● F -			
	10-100 µl			■		P ● F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	P ● F -

EPPENDORF

Einkanalpipetten


Reference®	0,5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●	●	P ● F -			
	10-100 µl			■	●	P ● F -			
	50-200 µl				■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Research®	0,5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●	●	P ● F -			
	10-100 µl			■	●	P ● F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Research® plus	0,5-10 µl	●	●						
	10-100 µl			■	●	P ● F -			
	20-200 µl				■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Research® pro	0,5-10 µl	●	●						
	5-100 µl				●	P ● F -			
	20-300 µl						●		

Fixvolumenpipetten

Reference®	50 µl				●	P ● F -			
	100 µl				●	P ● F -			
	500 µl						●	●	
	1000 µl						●	●	
Research®	500 µl						●	●	

P = Pipettenspitze ● kompatibel - nicht kompatibel
 F = Filterspitze ■ Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen

PIPETTENSPIZEN (STANDARD / LOW RETENTION)



Volumen [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
Volumenbereich [µl]	0,2-10	0,5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Spitzenvariante	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Filterspitze	Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze	Spitze/ Filterspitze
Artikelnummer	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

PIPETTENMODELLE

EPPENDORF (Fortsetzung)


		Mehrkanalpipetten							
Eppendorf	8CH 10-200 µl			■	■	●	●		
Research®	12CH 0,5-10 µl	●	●						
Research® plus	8CH 0,5-10 µl	●	●						
	8CH 10-100 µl			■	●	●	●		
	8CH 20-300 µl			■	■	■	●		
		Elektronische Pipetten							
Xplorer®	50-1000 µl							●	●
	8CH 15-300 µl			■	■	■	●		

GILSON

		Einkanalpipetten							
Pipetman®	P2 (0,5-2 µl)	●	●						
	P10 (1-10 µl)	●	●						
	P20 (2-20 µl)			●		P ● F -			
	P100 (20-100 µl)			■	●	●			
	P200 (50-200 µl)			■	■	●	●		
	P1000 (200-1000 µl)							●	●
Pipetman® L	P2L (0,2-2 µl)	●	●						
	P10L (1-10 µl)	●	●						
	P20L (2-20 µl)			●		P ● F -			
	P200L (20-200 µl)				■	●	●		
	P1000L (100-1000 µl)							●	●
		Fixvolumenpipetten							
Pipetman®	F5 (5 µl)			●		P ● F -			
	F10 (10 µl)			●		P ● F -			
	F20 (20 µl)			●		P ● F -			
	F25 (25 µl)				●	P ● F -			

P = Pipettenspitze ● kompatibel - nicht kompatibel
 F = Filterspitze ■ Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen

PIPETTENSPIZEN (STANDARD / LOW RETENTION)



Volumen [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
Volumenbereich [µl]	0,2-10	0,5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Spitzenvariante	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Filterspitze	Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze	Spitze/ Filterspitze
Artikelnummer	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

PIPETTENMODELLE

GILSON (Fortsetzung)

Fixvolumenpipetten

Pipetman®	Volumen	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
F100 (100 µl)							P ● F -		
F200 (200 µl)						●	●		
F250 (250 µl)								●	
F300 (300 µl)								●	●
F500 (500 µl)								●	
F1000 (1000 µl)								●	●

Mehrkanalpipetten

Pipetman® L	Volumen	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
P8X 10L (0,5-10 µl)		●	●						
P8X 200L (20-200 µl)				■	■	●	●		
P8X 300L (20-300 µl)				■	■	■	●		

IKA

Einkanalpipetten

IKA Pette vario	Volumen	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
100-1000 µl								●	

METTLER TOLEDO

Einkanalpipetten

Rainin Pipette-Lite™	Volumen	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
SL200 (20-200 µl)				■	■	●	●		
SL1000 (100-1000 µl)								●	●

NICHIRYO

Einkanalpipetten


Nichipet	Volumen	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
0,5-10 µl		●	●						
2-20 µl							P ● F -		
10-100 µl				■	●	●	●		
20-200 µl				■	■	●	●		
100-1000 µl								●	●

Mehrkanalpipetten

Nichipet	Volumen	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
8K 30-300 µl					■	■	●		

P = Pipettenspitze ● kompatibel - nicht kompatibel
 F = Filterspitze ■ Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen

PIPETTENSPIZEN (STANDARD / LOW RETENTION)



Volumen [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
Volumenbereich [µl]	0,2-10	0,5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Spitzenvariante	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Filterspitze	Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze	Spitze/ Filterspitze
Artikelnummer	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

PIPETTENMODELLE

SARTORIUS

Einkanalpipetten

Biohit Proline®	0,5-10 µl	●	●						
Biohit Proline® plus	0,5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		P ● F -			
	10-100 µl			■	●	●	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●

Mehrkanalpipetten

Biohit Proline®	8CH 0,5-10 µl	●	●						
	8CH 25-250 µl					■	●		
	8CH 50-300 µl				■	■	●		

SOCOREX

Einkanalpipetten









Acura® 825	0,5-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		P ● F -			
	5-50 µl				●	P ● F -			
	10-100 µl			■	●	P ● F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●
Calibra® 822	1-10 µl		●						
	2-20 µl			●		P ● F -			
	10-100 µl			■		P ● F -			
	20-200 µl			■	■	●	●		
	100-1000 µl							●	●

Mehrkanalpipetten

Acura® 855	8CH 5-50µl			■	●	P ● F -			
Calibra® 852	8CH 1-10 µl	●	●						
	8CH 20-200 µl			■	■	P ● F -			
	12CH 10-100 µl			■		P ● F -			

P = Pipettenspitze ● kompatibel - nicht kompatibel
 F = Filterspitze ■ Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen

PIPETTENSPIZEN (STANDARD / LOW RETENTION)

								
Volumen [µl]	10	10 extended	20	100	200	300	1000	1250
Volumenbereich [µl]	0,2-10	0,5-10	2-20	2-100	5-200	10-300	50-1000	50-1250
Spitzenvariante	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Filterspitze	Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze/ Filterspitze	Spitze	Spitze/ Filterspitze
Artikelnummer	7713XX	7723XX	7733XX	7743XX	7753XX	7763XX	7773XX	7783XX

PIPETTENMODELLE

STARLAB

		Einkanalpipetten							
ErgoOne®	0,1-2,5 µl		●						
	0,5-10 µl	●	●						
	10-100 µl			■	●	P ● F -			
	100-1000 µl						●	●	
		Mehrkanalpipetten							
ErgoOne®	8 CH 30-300 µl				■	■	●		

THERMO FISHER SCIENTIFIC

		Einkanalpipetten							
Finnpipette™ F1	1-10 µl	●	●						
	2-20 µl			●		P ● F -	●		
	20-200 µl			■	■	●	●		
	30-300 µl						●		
	100-1000 µl							●	●
Finnpipette™ 4500	200-1000 µl							●	●
		Mehrkanalpipetten							
Finnpipette™ F1MCP8	8 CH 1-10 µl	●	●						
	8 CH 10-100 µl			■	●	●	●		
	8CH 30-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4510	8CH 50-300 µl				■	■	●		
Finnpipette™ 4500	8CH 200-1000 µl							●	●

VWR

		Einkanalpipetten							
Erg. High Perform.	0,5-10 µl	●	●						
Erg. High Perform.	2-20 µl			●		P ● F -			
Erg. High Perform.	10-100 µl			■	●	●			
Erg. High Perform.	20-200 µl			■	■	●	●		
Erg. High Perform.	100-1000 µl							●	●

P = Pipettenspitze ● kompatibel - nicht kompatibel
 F = Filterspitze ■ Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen

Geräte von Greiner Bio-One dürfen nur von sachkundigen Personen und nur gemäß der jeweils gültigen Gebrauchsanweisung (IFU), soweit anwendbar, verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Greiner Bio-One Außendienstmitarbeiter vor Ort oder auf unserer Website (www.gbo.com). Die bereitgestellten Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Brauchbarkeit und Aktualität der Angaben übernimmt Greiner Bio-One jedoch keine Gewähr. Jegliche Haftung, Gewährleistung oder Garantie der Greiner Bio-One GmbH ist ausgeschlossen. Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, hat die Greiner Bio-One GmbH alle Urheber- und/oder sonstigen (Nutzungs-)Rechte an diese Dokumente, insbesondere auf Zeichen wie die erwähnten Wort- und Bild-Marken und Logos. Jede Verwendung, Vervielfältigung oder sonstige Nutzung der Rechte der Greiner Bio-One GmbH ist ausdrücklich untersagt. Medieninhaber: Greiner Bio-One GmbH / Vertreten durch die Geschäftsführer Jakob Breuer und Heinz Schmid. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim erstinstanzlichen Gericht eingetragen in Stuttgart, HRB 224604 / Umsatzsteuer-Nummer: DE812585719.



Greiner Bio-One GmbH Frickenhausen, Germany
 PHONE +49 7022 948-0 / FAX +49 7022 948-514 / E-MAIL info@de.gbo.com
 Greiner Bio-One is a global player.
 Find the contact details of your local partner on our website.

