

EASYseal™, BREATHseal™, VIEWseal™, SILVERseal™ und AMPLiseal™

Greiner Bio-One bietet eine komplette Palette an Klebefolien für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Immunologie, Molekularbiologie, PCR und Hochdurchsatz-Screening.

EASYseal™ wird für den alltäglichen Laborgebrauch, z. B. im ELISA als Schutz vor Verdunstung und Kontaminationen, empfohlen.

BREATHseal™ ist eine gasdurchlässige Abdeckfolie für die Anzucht von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen. Die Membran der Abdeckfolie gewährleistet einen ausgezeichneten Sauerstofftransfer in das Kulturmedium unter Wahrung steriler Bedingungen.

VIEWseal™ ist eine hochtransparente Folie mit geringer Autofluoreszenz, die speziell für präzise optische Messungen entwickelt wurde. Die Silikon-Klebeschicht haftet nur, wenn Druck ausgeübt wird.

SILVERseal™ ist eine extrem feste und hitzebeständige, aber durchstechbare Aluminiumfolie. Als Siegelschicht wird ein Acrylat-Kleber mit sehr guter Haftung verwendet.

AMPLiseal™ ist eine selbstklebende Abdeckfolie, die sich durch ihre geringe Eigenfluoreszenz, insbesondere in den für die Real Time PCR entscheidenden Wellenlängenbereichen auszeichnet.

Key Facts

- EASYseal™ für den alltäglichen Laborgebrauch
- BREATHseal™ für die Anzucht von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen
- VIEWseal™ für präzise optische Messungen
- SILVERseal™ mit einer extrem festen, hitzebeständigen, aber durchstechbaren Aluminiumfolie
- AMPLiseal™ ist eine selbstklebende Abdeckfolie u.a. für die Real Time PCR



Free of detectable
DNase, RNase,
human DNA,
non-pyrogenic

PCR*

* gilt nicht für EASYseal™

Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Karton
676 001	EASYseal™, selbstklebende Standard-Abdeckfolie, transparent	100
676 050	BREATHseal™, selbstklebende Abdeckfolie, gasdurchlässig	50
676 051	BREATHseal™, selbstklebende Abdeckfolie, gasdurchlässig, steril	50
676 070	VIEWseal™, selbstklebende Abdeckfolie, hochtransparent	100
676 090	SILVERseal™, selbstklebende Aluminium-Abdeckfolie, durchstechbar	100
676 040	AMPLiseal™, selbstklebende, transparente Abdeckfolie mit geringer Eigenfluoreszenz	100