

Your **Power** for Health


greiner bio-one



VACUETTE® PREMIUM Röhrchen

Unsere Innovationen
für Ihre Sicherheit

www.gbo.com/preanalytics

PREMIUM Sicherheit und PREMIUM Komfort

Das PREMIUM Röhrchen



Da es sich bei Blut um potenziell infektiöses Probenmaterial handelt, haben wir uns bei Greiner Bio-One das Ziel gesetzt, die tägliche Routinearbeit für das medizinische Personal so einfach und sicher wie möglich zu machen.

Dies war für unsere Produktexperten der Ansporn zur Entwicklung des neuen, innovativen **VACUETTE® PREMIUM** Röhrchens mit Sicherheitsschraubkappe. Es klingt simpel, ist aber von produkttechnischer Seite ein Meilenstein in Richtung Anwendersicherheit, der ein Höchstmaß an Innovationsbereitschaft sowie Know-How erfordert.

Technologische Marktführerschaft ist die Voraussetzung für die Entwicklung und Fertigung dieses herausragenden Produkts. Greiner Bio-One ist der einzi-

ge Hersteller weltweit, der ein Vakuum-Blutentnahmeröhrchen mit Sicherheits-schraubkappe anbietet. Es ist einmal mehr der Beweis für die Rolle von Greiner Bio-One als Trendsetter bei Sicherheitslösungen für die Blutentnahme.



Durch diese Innovation werden Handhabungskomfort und Sicherheit in einem Produkt vereint. Es ist der nächste, logische Schritt im Hinblick auf noch mehr Sicherheit bei der Aufbereitung von Blutproben für die Analyse.

Für die meisten Anwendungsbereiche unseres Standard-Produktsortiments gibt es bereits **VACUETTE®** Röhrchen in der PREMIUM Version. Ausführliche Bestellinformationen entnehmen Sie bitte dem **VACUETTE®** Produktkatalog.

Höchster Handhabungskomfort		Maximale Sicherheit	
Einfaches manuelles Öffnen	Das einzigartige Schraubgewinde gewährleistet ein müheloses Öffnen der Röhrchen.	Keine Gefahr von Blutspritzern	Die sanfte, kontrollierte Öffnungsbewegung reduziert die Gefahr von Blutspritzern.
Einfaches automatisches Öffnen	Die neue Schraubkappe eignet sich hervorragend für das automatische Entkappen der Röhrchen.	Transportsicherheit	Die Schraubkappe ist der Garant für sicheren Probentransport, da sich die Kappe unter keinen Umständen lösen kann.
Bessere optische Kontrolle der Blutprobe	Das durchsichtige Kunststoffetikett ermöglicht eine bessere visuelle Kontrolle der Probe auf den ersten Blick.*	Verhindert Aerosoleffekt	Kein Aerosoleffekt beim Öffnen durch kontrollierte, gleichmäßige Öffnungsbewegung.
Einhändiges Öffnen	Falls notwendig kann das Röhrchen mit nur einer Hand leicht geöffnet werden.		

* optional gibt es die **VACUETTE® PREMIUM** Röhrchen auch mit herkömmlichen Papieretiketten samt Schriftfeld.

VACUETTE® PREMIUM Röhrchen



Your **Power** for Health


greiner bio-one



Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Website
www.gbo.com/preanalytics
oder kontaktieren Sie uns.

**Österreich (Firmenzen-
trale)**

Greiner Bio-One GmbH
Tel +43 7583 6791-0
E-Mail office@at.gbo.com

Brasilien

Greiner Bio-One Brasil
Tel +55 19 3468-9600
E-Mail office@br.gbo.com

China

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tel +86 10 83 55 19 91
E-Mail office@cn.gbo.com

Deutschland

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tel +49 7022 948-0
E-Mail office@de.gbo.com

Frankreich

Greiner Bio-One SAS
Tel +33 1 69 86 25 25
E-Mail accueil@gbo.com

Großbritannien

Greiner Bio-One Ltd.
Tel +44 1453 8252 55
E-Mail info@uk.gbo.com

Indien

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tel +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Indonesien

Greiner Bio One Indonesia KPPA
Tel +62 812 1391 3900
E-Mail office@id.gbo.com

Italien

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Tel +39 02 9438 3340
E-Mail office@it.gbo.com

Japan

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Tel +81 3 3505 8875
E-Mail info@jp.gbo.com

Niederlande

Greiner Bio-One B.V.
Tel +31 172 4209 00
E-Mail info@nl.gbo.com

Portugal

VACUETTE Portugal S.A.
Tel +351 252 647 721
E-Mail info@vacuette.pt

Schweiz

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tel +41 71 228 55 22
E-Mail office@ch.gbo.com

Spanien

Greiner Bio One España,
S.A.U.
Tel +34 91 652 77 07
E-Mail info@es.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Tel +66 38 4656 33
E-Mail office@th.gbo.com

Türkei

Greiner Bio-One Turkey
Tel +90 216 576 6004
E-Mail office@tr.gbo.com

Ungarn

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tel +36 96 213 088
E-Mail office@hu.gbo.com

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Tel +1 704 261-7800
E-Mail info@us.gbo.com