

your power for health



Greiner Bio-One AV400

Um aparelho único.
Diversas possibilidades.

Greiner Bio-One AV400

Um aparelho versátil e diferenciado pela sua tecnologia de última geração, que oferece diversos benefícios aos médicos, enfermeiros, flebotomistas e pacientes. As possibilidades de utilização são inúmeras, desde o procedimento de coleta de sangue, infusão de quimioterápicos e aplicação de contraste, como também em tratamentos faciais de dermatologia e estética, tratamentos vasculares ou qualquer outro procedimento em que a visualização das veias seja necessária.

Laboratórios, Hospitais, Clínicas de Estética, Bancos de Sangue, dentre diversas instituições de saúde tem escolhido o Greiner Bio-One AV400 como ferramenta essencial para incorporar ao seu padrão de atendimento, proporcionando satisfação e segurança para seus pacientes.



Greiner Bio-One AV400

Visualizador de Veias Greiner Bio-One AV400

Portátil e leve, pesando apenas 275g, o Greiner Bio-One AV400 utiliza infravermelha para exibir um mapa da vasculatura na superfície da pele com máxima definição e em tempo real, permitindo verificar a permeabilidade das veias e evitar válvulas ou bifurcações. Converte-se facilmente para o modo mãos livres com o uso de suportes opcionais móveis ou fixos.

Outros diferenciais:

- Novo patamar de contraste no modo inverso permitindo visualização perfeita em ambos os modos, claro e escuro;
- Sem necessidades de ajustes, pois conta com foco automático que garante alinhamento permanente;
- Projetado para suas mãos, fácil de segurar, leve, portátil e com design único;
- Visualização perfeita da imagem em qualquer ângulo que seja utilizado.

Inclui bateria recarregável já instalada, suporte para carregar, mantendo-o pronto para o uso e fonte de energia universal.

Equipamento certificado pelo INMETRO e registrado na ANVISA/MS 10290319011

Suportes Opcionais

Os suportes móveis Greiner Bio-One AV400 HF450 e Greiner Bio-One AV400 HF470 podem ser facilmente deslocados até o paciente, agilizando a rotina do profissional de saúde. Ao encaixar o visualizador no suporte, as mãos ficam livres para realização do procedimento.



Greiner Bio-One AV400 HF450

Sem eletricidade

- Base estável e de fácil deslocamento
- Braço flexível para posicionamento preciso
- Suporte seguro e com ajuste de altura

Base energizada

- Base energizada, estável e de fácil deslocamento
- Braço articulado para ajuste e alcance prolongado
- Suporte seguro e com ajuste de altura



Greiner Bio-One AV400 HF470



Greiner Bio-One AV400 HF410

Kit Portátil

O kit portátil inclui uma braçadeira e um braço flexível. Pode ser encaixado em uma cadeira de coleta, por exemplo, ou qualquer mobiliário adequado ao procedimento que será realizado.

