

your power for health



Adaptador HOLDEX® de uso único

Diversas possibilidades de
uso com manuseio seguro

Adaptador **HOLDEX**[®] de uso único

O adaptador **HOLDEX**[®] de uso único é um produto da Greiner Bio-One que se destaca por sua flexibilidade e diversidade de uso.

Devido ao sistema de conexão Luer, o **HOLDEX**[®] pode ser usado com produtos da linha padrão ou da Linha Safety.

O **HOLDEX**[®] pode ser conectado diretamente a qualquer conector luer fêmea, tornando-o ainda mais versátil.



Um adaptador, para diferentes dispositivos:

- Agulhas Hipodérmicas
- Escalpes com Trava de Segurança
- Cateteres Periféricos

Entre outros dispositivos hospitalares

◀ **Punção com HOLDEX**[®]

O bico descentralizado no adaptador, permite um ângulo adequado para uma punção confortável. Essa característica, naturalmente, também facilita o uso durante a punção.



▲ **Câmara transparente***

A indicação visual do fluxo de sangue na parte transparente representa que a punção foi bem sucedida e evita que o sangue entre diretamente no interior do tubo, evitando hemólise, garantindo a qualidade da amostra.

*A técnica adequada de punção venosa associada a pressão venosa satisfatória são condições requeridas para que a câmara seja preenchida.