

your power for health


greiner
BIO-ONE



Agulhas para Coleta de Sangue VACUETTE®

Segurança e praticidade
durante a punção venosa

Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue VACUETTE®

Utilizadas no procedimento de coleta de sangue a vácuo, as Agulhas **VACUETTE®** são fabricadas em aço inoxidável e trifacetadas a laser. Possuem um laque adesivo de segurança para garantir sua identificação e integridade. As Agulhas **VACUETTE®** são estéreis e de uso único. Na tampa há também uma marcação que indica a correta posição do bisel. Estão disponíveis nos calibres 21G (25x8mm) e 22G (25x7mm).



Devem ser utilizadas apenas por profissionais de saúde treinados.

NR-32 (Norma Regulamentadora)

32.2.4.15 - São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. Ao ser descartada, a agulha deve estar protegida.

32.2.4.16 - Deve ser assegurado o uso de materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança.



Agulhas VISIO PLUS VACUETTE®

Além da marcação na tampa, as Agulhas VISIO PLUS **VACUETTE®** possuem uma câmara de visualização situada na parte transparente da cânula que ajuda o profissional a reconhecer se a punção foi bem sucedida.



NR-32 (Norma Regulamentadora)

Anexo III - 1.4 O dispositivo de segurança é um item integrado a um conjunto do qual faça parte o elemento perfurocortante ou uma tecnologia capaz de reduzir o risco de acidente, seja qual for o mecanismo de ativação do mesmo.