

escolha
a segurança




CLiP[®] e SWITCH

Cateteres periféricos e arteriais
com dispositivo de segurança

Quando a segurança é automática,
a rotina se torna menos traumática.

Cateter Periférico CLiP® Neo Safety

– especialmente desenvolvido para acessos difíceis



CLiP® Neo é um cateter intravenoso de segurança especialmente desenvolvido para veias delicadas dos pacientes neonatais, pediátricos e idosos.

Rápida visualização do sangue

Acessos difíceis ou delicados não suportam qualquer calibre de agulha no momento da punção.

O design do CLiP® Neo facilita a visualização instantânea do sangue, pois o mesmo aparece entre o cateter e a agulha, indicando que o acesso venoso foi puncionado.

Inserção bem sucedida

O cateter CLiP® Neo está disponível em dois calibres: 24G e 26G e são fabricados em FEP, material praticamente livre de fricção, para permitir uma inserção suave.

Cateter Periférico CLiP® Winged Safety e Cateter Periférico CLiP® Ported Safety

– flexibilidade e controle do procedimento



O CLiP® Winged e o CLiP® Ported são cateteres intravenosos com dispositivos de segurança automáticos, que facilitam o controle do procedimento graças a sua praticidade.

Flexível para atender às diversas necessidades


O CLiP® Winged e o CLiP® Ported estão disponíveis em diversos calibres e materiais, para atender qualquer situação clínica. O CLiP® Winged é equipado com um suporte de asa removível, que permite segurar o cateter e controlar o procedimento facilmente, garantindo a segurança do profissional.

Infusão com alta pressão

O CLiP® Winged e o CLiP® Ported podem ser usados para infusão direta em exame de contraste. Todos os cateteres de calibres 14G a 22G são testados para alta pressão, acima dos 305 psi (requisito mínimo). Isso significa que o profissional pode escolher o calibre que melhor atende à necessidade do seu paciente e, assim, evitar inserções adicionais.

Cateter Arterial SWiTH Safety

– seguro e de fácil manipulação



O SWiTH é um cateter arterial com dispositivo de segurança automático e com interruptor de fluxo sanguíneo que oferece segurança e controle do fluxo.

Inserção suave e rápida

O Cateter Arterial SWiTH permite uma inserção rápida e segura com técnica direta ou transfixada. Isto é especialmente importante para um cateter arterial que é frequentemente usado em situações críticas.

Controle total do fluxo sanguíneo

O interruptor de fluxo permite que o profissional tenha o controle do fluxo sanguíneo. O risco de exposição ao sangue e perda sanguínea indesejada é minimizado durante a inserção, assim como nos cuidados pós-inserção.