

## Linha de Transporte VACUETTE®



Os produtos da Linha de Transporte **VACUETTE®** atendem às normas vigentes e possibilitam o transporte seguro das amostras biológicas. Recipientes para 12 tubos e 40 tubos, com capacidade para manter as amostras biológicas refrigeradas. As bolsas isotérmicas garantem que as amostras sejam mantidas na temperatura adequada.

O ThermoScan **VACUETTE®** é um Software de Monitoramento de Temperatura que permite ao profissional acompanhar e registrar a temperatura durante o transporte ou armazenamento.




## Recipientes para Descarte de Materiais Perfurocortantes



Os materiais perfurocortantes podem causar acidentes no momento do descarte. Desta forma os recipientes devem ser apropriados e atenderem as normas nacionais e internacionais, sendo de material rígido, resistente a punctura, ruptura e vazamento. Estão disponíveis nos volumes de 0,6 a 50 litros.

## Destampadora VACUETTE®



Com a Destampadora **VACUETTE®**, é possível abrir diversos tamanhos de tubos para coleta, com rapidez e segurança. Auxilia a otimizar o tempo na rotina diária do laboratório e garantir a agilidade do processo como um todo.

your power for health

greiner  
BIO-ONE



**Áustria (Matriz)**  
Greiner Bio-One GmbH  
Fone +43 7583 6791-0  
Fax +43 7583 6318  
E-Mail office@at.gbo.com

**Brasil**  
Greiner Bio-One Brasil  
Fone +55 19 3468-9600  
Fax +55 19 3468-9621  
E-Mail info@br.gbo.com

**China**  
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.  
Fone +86 10 83 55 19 91  
Fax +86 10 63 56 69 00  
E-Mail office@cn.gbo.com

**França**  
Greiner Bio-One SAS  
Fone +33 1 69 86 25 25  
Fax +33 1 69 86 25 35  
E-Mail office@fr.gbo.com

**Alemanha**  
Greiner Bio-One GmbH/Prenalytics  
Fone +49 7022 948-0  
Fax +49 7022 948-514  
E-Mail office@de.gbo.com

Para mais informações, visite nosso [website www.gbo.com](http://www.gbo.com) ou entre em contato:

**Hungria**  
Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Fone +36 96 213 088  
Fax +36 96 213 198  
E-Mail office@hu.gbo.com

**Índia**  
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.  
Fone +91 120 375 9291  
E-Mail info@gboindia.com

**Itália**  
Greiner Bio-One Italia S.r.l.  
Fone +39 02 9438 3340  
Fax +39 02 9438 3366  
E-Mail office@it.gbo.com

**Japão**  
Greiner Bio-One Co. Ltd.  
Fone +81 3 3505 8875  
Fax +81 3 3505 8945  
E-Mail info@jp.gbo.com

**Holanda**  
Greiner Bio-One B.V.  
Fone +31 172 4209 00  
Fax +31 172 4438 01  
E-Mail info@nl.gbo.com

**Portugal**  
VACUETTE Portugal S.A.  
Fone +351 252 647 721  
Fax +351 252 647 722  
E-Mail info@vacuette.pt

**Espanha**  
VACUETTE España S.A.  
Fone +34 91 652 77 07  
Fax +34 91 652 33 35  
E-Mail info@vacuette.es

**Suíça**  
Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH  
Fone +41 7 12 28 55 22  
Fax +41 7 12 28 55 21  
E-Mail office@ch.gbo.com

**Tailândia**  
Greiner Bio-One Thailand Ltd.  
Fone +66 38 4656 33  
Fax +66 38 4656 36  
E-Mail office@th.gbo.com

**Turquia**  
Greiner Bio-One Turkey  
Fone +90 216 576 6004  
Fax +90 216 576 6005  
E-Mail office@tr.gbo.com

**Reino Unido**  
Greiner Bio-One Ltd.  
Fone +44 1453 8252 55  
Fax +44 1453 8262 66  
E-Mail info@uk.gbo.com

**Estados Unidos**  
Greiner Bio-One North America Inc.  
Fone +1 704 261-7800  
Fax +1 704 261-7899  
E-Mail info@us.gbo.com

your power for health

greiner  
BIO-ONE



## Acessórios para Coleta de Sangue VACUETTE®

Inovação e tecnologia para processos pré-analíticos



## Acessórios para Coleta de Sangue VACUETTE®

Os produtos **VACUETTE®** produzidos pela Greiner Bio-One, são desenvolvidos a partir de estudos e pesquisas direcionados para atender às necessidades dos profissionais da saúde de forma eficiente, prática e, principalmente, segura.

Com base em altos padrões de qualidade, uma vez que a melhoria contínua é um dos pilares para o crescimento sustentável, as soluções para coleta de amostras biológicas **VACUETTE®** unem tecnologia avançada com a *expertise* de anos de atuação no setor. Um portfólio completo e ideal para quem busca segurança, eficiência e agilidade nos processos pré-analíticos.

### Adaptadores VACUETTE®

Componente essencial no sistema de coleta, os Adaptadores **VACUETTE®** são ergonômicos para uma utilização segura, confortável e prática durante a troca dos tubos. Devido ao design diferenciado, devem ser utilizados exclusivamente com as Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue **VACUETTE®** ou com as Agulhas VISIO PLUS **VACUETTE®**, para garantia de sua eficácia. Cada adaptador possui características próprias para atender as diferentes situações e particularidades de cada coleta.



#### Adaptador Padrão

Indicado para ser utilizado com agulha múltipla ou com escalpe a vácuo.



#### Adaptador HOLDEX®

Ideal para o ambiente hospitalar, possibilita a coleta com o escalpe, agulhas hipodérmicas ou demais cateteres.



#### Adaptador Quick Release

A liberação da agulha deve ser realizada diretamente no recipiente de descarte, assim que finalizada a coleta, sem a necessidade de contato manual.

### Linha Safety VACUETTE®



#### Adaptador de Segurança QUICKSHIELD

O escudo de segurança rotativo em 360° pode ser posicionado de acordo com a necessidade do profissional. Finalizada a coleta, basta uma mão para pressionar o escudo contra uma superfície rígida em direção da agulha até um clique audível, que confirma estar travado corretamente.



#### Adaptador para Coleta de Hemocultura + Adaptador Luer VACUETTE®

É adequado para os diversos frascos de hemocultura e tubos para coleta de sangue a vácuo. O Luer integrado proporciona coleta em sistema fechado, garantindo segurança e qualidade da amostra biológica.

### Escalpes VACUETTE®

Indicados especialmente para pacientes com acessos venosos difíceis, são igualmente adequados para qualquer coleta de sangue e/ou infusão, devido ao extremo conforto que proporcionam aos pacientes. Disponíveis com diferentes opções de calibres de agulhas e tubo vinílico flexível. São estéreis, descartáveis e podem ser adquiridos com adaptador luer para coleta de sangue a vácuo ou sem luer para infusão medicamentosa.

### Linha Safety VACUETTE®



#### Escalpes com Trava de Segurança VACUETTE®

A trava de segurança com mecanismo manual, permite total controle no momento da retirada do dispositivo, pois a agulha desliza delicadamente junto a cânula de proteção e um clique audível confirma que a trava foi acionada. O escalpe possui uma antecâmara pela qual é possível visualizar o fluxo sanguíneo assim que a punção é realizada. O resultado é mais segurança para o profissional e pacientes cada vez mais satisfeitos.

### Agulhas VACUETTE®

Nas tampas das Agulhas **VACUETTE®** há uma marcação de referência que indica a correta posição do bisel, dessa forma o profissional pode verificar o posicionamento do encaixe correto, sem a necessidade de destampá-la. Produzidas em aço inoxidável, são trifacetadas a laser, estéreis, descartáveis e estão disponíveis nas opções de calibres 21G (25x8mm) e 22G (25x7mm).



#### Agulhas VISIO PLUS

Possibilitam o controle visual da punção devido uma antecâmara que permite a visualização do fluxo sanguíneo.



#### Agulhas Múltiplas

A cor da proteção das tampas segue padrões internacionais e facilita o reconhecimento dos tipos de calibres.

### Seringas de Gasometria

Auxiliam na obtenção de resultados precisos nos exames de gasometria. As seringas são estéreis, descartáveis e contêm heparina jateada na parede na concentração de 50 UI/mL. São compatíveis com todos os analisadores comuns e estão disponíveis nos volumes de 1 e 2 mL com tampa de vedação.



### Torniquetes VACUETTE®

Indispensáveis no momento da coleta, os Torniquetes **VACUETTE®** auxiliam na localização da veia de forma adequada, segura e higiênica:



#### Torniquete Descartável

Produzido com borracha sintética, é livre de látex e de DEHP. O revestimento interno antiderrapante garante maior aderência com a pele. Indicado para pacientes internados em CTI ou isolamento, o uso único evita contaminação cruzada. Prática embalagem dispenser com 25 unidades.

#### Torniquete Adulto e Infantil

Produzidos em Poliéster e livres de látex, os Torniquetes Adulto e Infantil destacam-se pela sua praticidade e possibilidade de dois estágios no momento da coleta, sendo possível garrotear novamente durante a coleta, caso seja necessário. São embalados individualmente e possuem Instrução de Higienização.




#### Torniquete Super-T

Produzido em silicone e revestido com talco em pó, não contém borracha natural seca, além de ser livre de látex e DEHP. Com revestimento interno antiderrapante, é indicado para pacientes internados em CTI ou em isolamento. O torniquete é de uso único.

### Acessórios Adicionais

#### Anéis de Identificação

Utilizados para facilitar a identificação visual de tubos para fins de análises especiais em procedimentos laboratoriais (exemplo: amostras emergenciais), são compatíveis com todos os Tubos **VACUETTE®** de 13 mm e 16 mm.



#### VacuDrop

Utilizado principalmente na área de hematologia para a retirada de uma microgota de sangue do tubo de coleta a vácuo. Dispensa a necessidade da abertura do tubo, evita contaminação e acidente com a amostra.