

your power for health



## Tubo para Coleta de Sangue Capilar MiniCollect® Complete

Cada gota é importante!



## tubo para Coleta de Sangue Capilar MiniCollect® Complete

O tubo para coleta de sangue capilar é ideal para a coleta de pequenos volumes de amostras, principalmente em pacientes com acesso venoso difícil, como neonatos, crianças, pacientes geriátricos e oncológicos.

A coleta capilar também é recomendada em situações nas quais a coleta venosa se mostra particularmente difícil, como em pacientes com queimaduras extensas ou que necessitam de coletas frequentes.

- Os tubos **MiniCollect® Complete** já são acoplados ao tubo de transporte Premium com medidas padrão (13x75mm). Dessa forma, o manuseio durante todo processo de coleta fica muito mais fácil, pois eles se encaixam nas racks e podem ser processados em qualquer centrífuga normalmente.
- O design da tampa auxilia na abertura devido a alta aderência, além de seguirem a codificação padrão por cores para facilitar a identificação do aditivo presente no tubo.
- Funil integrado ao tubo para uma coleta rápida, fácil e segura. Acessórios e capilares tornam-se obsoletos, aumentando a eficácia do procedimento e contribuindo para praticidade do gerenciamento de estoque, dada a ausência de acessórios.
- Por serem transparentes, as etiquetas permitem a inspeção visual da amostra. E, para fácil identificação mesmo quando destampados, a inscrição da marca é da cor da tampa.
- Os tubos de EDTA e de Sorologia possuem duas marcas de preenchimento, tornando a coleta de amostras ainda mais simples e permitindo flexibilidade na sua utilização.

