

your power for health


greiner
BIO-ONE



Seringa para Gasometria A-Line

Segurança e precisão nos
exames de gasometria

Seringa para Gasometria A-Line com Heparina Lítica balanceada com ZINCO

A nova Seringa para Gasometria da Greiner Bio-One Brasil **A-Line**, disponível nos volumes de 1 e 3 mL, são ideais para analisar o potencial de hidrogênio (pH), gases sanguíneos, saturação de oxigênio e alguns eletrólitos.

As Seringas para Gasometria A-Line contém 25UI de Heparina Lítica balanceada com Zinco e, devido a essa concentração mínima de heparina, as amostras não são diluídas, o que garante sua qualidade e resultados confiáveis.

Outro diferencial é o Zinco. Estudos revelam que ele não altera e contribui para resultados assertivos de Cálcio Ionizado, além de auxiliar na solubilidade da amostra, evitando a formação de coágulos.

Indicada para coleta de gasometria arterial ou venosa. Pode ser utilizada em qualquer dispositivo para punção e/ou coleta (Escalpes, Agulhas ou Cateteres).



A amostra pode ser obtida por meio de punção geralmente da artéria radial, braquial ou femoral. A seringa **A-Line** possui tampa para vedação, ideal para transporte e armazenamento da amostra coletada até o momento da análise.

Seringas para Gasometria A-Line
segurança e precisão nos exames de gasometria