

your power for health



Torniquetes Descartáveis **VACUETTE®**

Alta qualidade e praticidade

Embalagem prática com
25 torniquetes

Torniquete Descartável **VACUETTE®**

Fáceis de destacar
graças ao serrilhado

Verso antiderrapante para
que fixe no local garroteado

O Torniquete Descartável **VACUETTE®** é utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização da veia. Estudos demonstram o risco de contaminação cruzada quando torniquetes são reutilizados, havendo risco de infecção, principalmente pelas bactérias *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium* e *Pseudomonas aeruginosa*. Estas bactérias de contato são especificamente perigosas, devido à sua multi-resistência adquirida.

Para evitar a contaminação cruzada, medidas de precauções universais de biossegurança, como higienização das mãos e uso de equipamentos de proteção individual, diminuem significativamente a ocorrência de contaminação, adicionadas ao uso de torniquetes descartáveis.

Cada torniquete possui 48cm de
comprimento por 2,5cm de largura



Torniquete Super-T

Produzido em silicone e revestido com talco em pó, não contém borracha natural seca, além de ser livre de látex e DEHP. Com revestimento interno antiderrapante, é indicado para pacientes internados em CTI ou em isolamento. O torniquete é de uso único.



Greiner Bio-One Brasil - Rev. Junho 2020 - BRP94