

your power for health



Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo EDTA K2 com Gel VACUETTE®

Sinônimo de qualidade, segurança e resultados confiáveis




Tubos para a Coleta de Sangue a Vácuo EDTA K2 com Gel VACUETTE®

Os tubos de EDTA K2 com gel **VACUETTE®** são revestidos com EDTA K2. O EDTA liga-se aos íons de cálcio, bloqueando assim a cascata de coagulação. Após o processo de centrifugação ocorre a separação dos eritrócitos, granulócitos, linfócitos e monócitos do sobrenadante.

Os tubos de EDTA K2 com gel **VACUETTE®** são usados para análises em plasma em diagnósticos moleculares e detecção de carga viral.



Todos os tubos **VACUETTE®** são produzidos em plástico PET e atendem todos os requisitos e as recomendações do padrão internacional ISO 6710.



CÓD. 456211