



**ACHEMINEZ VOS  
ÉCHANTILLONS EN TOUTE  
SÉCURITÉ JUSQU'À LEUR  
DESTINATION**

**CONTAINER 60ml**  
avec absorbant  
et bouchon à vis

Ce container complète parfaitement la gamme de Transport Greiner-Bio One et acheminera vos tubes en toute sécurité jusqu'à leur destination. Ce container est adapté à tous les tubes standards : 13x75, 13x100, 16x100.

L'absorbant en cellulose qui recouvre le fond du container de transport enveloppe le tube transporté et lui apporte une protection supplémentaire. Ce container est doté d'un bouchon à vis.

- / Tube PP (polypropylène)  
Bouchon PET (polyéthylène)
- / Particulièrement adapté aux échantillons médicaux et biologiques
- / Robuste et étanche
- / Dimensions du container : 60 ml,  
127 mm de long, 28 mm de diamètre

**GAMME DE TRANSPORT**

Notre gamme de Transport permet à vos échantillons d'être acheminés en toute sécurité jusqu'à leur destination.

Cette gamme se compose de boîtes et de containers de différentes tailles, ainsi que de sacs isothermes, de blocs réfrigérants, d'absorbants et bien plus encore.



## APERÇU PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU  
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

### Container 60 ml

Ref.	Description	Intérieur / Extérieur [Qté.]
800102	avec absorbant et bouchon à vis	- / 300

## RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

Veuillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site internet [www.gbo.com](http://www.gbo.com).



1

Dévissez le container.



2

Placez le tube à transporter  
dans le container.



3

Fermez le container.