



**POUR LE  
MEILLEUR AMI  
DE L'HOMME**



## **MINICOLLECT®**

### **Tubes vétérinaires**

Les tubes MiniCollect® peuvent être utilisés pour des animaux de grande, moyenne et petite tailles. Le tube MiniCollect® est doté d'un bec de recueil intégré et permet de recueillir des gouttes de sang facilement et en respectant des conditions d'hygiène strictes.

Le bouchon du tube peut être percé à l'aide d'une aiguille d'analyse tout en restant fermé et en préservant son étanchéité. Il n'est absolument pas nécessaire de retirer le bouchon au préalable. Cela garantit un traitement totalement hygiénique des échantillons.

- / Utilisés en combinaison avec des tubes de transport (13 x 75 mm), les tubes peuvent être traités dans une centrifugeuse standard.
- / Le texte figurant sur l'étiquette est coloré afin que le type de tube puisse être identifié, même après le retrait du bouchon.
- / Étiquette transparente garantissant une inspection visuelle optimale de l'échantillon.

### **MINICOLLECT® COMPLETE AVEC TUBES DE TRANSPORT PRÉ-ASSEMBLÉS.**

Les tubes MiniCollect® sont conformes à la norme CLSI AUT01-A. Les tubes sont adaptés aux racks de 13 x 75 mm et au traitement automatique en laboratoire.



## APERÇU PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU  
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

### MiniCollect® Complete

exclusivement à usage vétérinaire

Réf.	Volume	Code couleur	Additif	Taille du tube	Type d'étiquette	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450547VET	0,25 / 0,5ml	● lavande	K2E K2EDTA	13 x 75	transparente	500 / 2,000
450555VET	/	○ blanc	Z Sans Additif	13 x 75	transparente	500 / 2,000

### Tubes MiniCollect®

exclusivement à usage vétérinaire

Réf.	Volume	Code couleur	Additif	Taille du tube	Type d'étiquette	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450533VET	0,5 / 0,8ml	● doré	CAT Sérum Gel Séparateur Activateur de Coagulation	10 x 43	transparente	500 / 2,000
450571VET	0,5 / 0,8ml	● doré	CAT Sérum Gel Séparateur Activateur de Coagulation	10 x 43	papier	500 / 2,000
450535VET	0,8ml	● vert clair	LH Héparine de Lithium Séparateur	10 x 43	transparente	500 / 2,000
450572VET	0,8ml	● vert clair	LH Héparine de Lithium Séparateur	10 x 43	papier	500 / 2,000
450537VET	1ml	● vert	LH Héparine de Lithium	10 x 43	transparente	500 / 2,000
450574VET	1ml	● vert	LH Héparine de Lithium	10 x 43	papier	500 / 2,000
450532VET	0,25 / 0,5ml	● lavande	K2E K2EDTA	10 x 43	transparente	500 / 2,000
450573VET	0,25 / 0,5ml	● lavande	K2E K2EDTA	10 x 43	papier	500 / 2,000
450542VET	/	○ blanc	Z Sans Additif	10 x 43	transparente	500 / 2,000

### Tubes de transport MiniCollect®

Réf.	Code couleur	Type d'ouverture	Taille du tube	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450417	○ transparente	PREMIUM	13 x 75	100 / 500
450418	● ambré	PREMIUM	13 x 75	100 / 500

### Bouchon MiniCollect®

Réf.	Code couleur	Intérieur / Extérieur [Qté.]
370267B	○ blanc	1 / 9,008