

VÍRUSOK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSA



STERILE



VACUETTE®

Vírusstabilizáló cső

A riasztó globális Covid-19 járvány és a annak hatásai miatt az egészségügy fókuszában egyre inkább a vírusok kimutatása áll. A Greiner Bio-One jelentős mértékben hozzájárul a vírusdetektáláshoz a VACUETTE® vírusstabilizáló csővével, amely támogatja a minták biztonságos szállítását és tárolását. További biztonsági intézkedések: a termék szállításra a VACUETTE® szállításra használt termékcsaláddal kombinálva további biztonságot nyújt az orr- és garatváladék minták laboratóriumba történő szállításakor, a SARS-CoV-2, influenza A és influenza B tesztelése céljából.

- / Elsődleges mintatároló a swab biztonságos szállításához és tárolásához
- / A Greiner Bio-One higiéniai előírások követelményei szerint gyártva
- / Steril, PET cső, foszfáttal pufferelt sóoldattal
- / CE jelöléssel ellátott termék

A MINTÁK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSA AZ ANALÍZISHEZ

A mintát 4° C-on 72 órán keresztül lehet tárolni a VST PREMIUM csőben, csavaros kupakkal és foszfáttal pufferelt sóoldatban (PBS).

A vírus RNS kivonható és kimutatható nukleinsav-amplifikációs technikákkal.



TERMÉK ÁTTEKINTÉS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS/VAGY MINTADARAB
RENDELÉSÉRT LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA,
VAGY KERESSE KOLLÉGÁNKAT!

VACUETTE® vírusstabilizáló cső

Cikkszám	Térfogat	Kupak színe	Gyűrű színe	Menet típusa	Cső méret	Címke típusa	Csomag/Karton [Mennyiség]
456162	2ml	● piros	○ fehér	PRÉMIUM	13 x 100	papír	50 / 1200
456161	3ml	● piros	○ fehér	PRÉMIUM	13 x 100	papír	50 / 1200

VACUETTE® szállító doboz

Cikkszám	Leírás	Csomag/Karton [Mennyiség]
472040	habszivacs betéttel 40 db csőhöz, HK0190 szállítókarton nélkül	1 / 10

VACUETTE® szállítótartály

Cikkszám	Leírás	Csomag/Karton [Mennyiség]
800110	habszivacs betéttel 12 db csőhöz, HK0259 szállítókarton nélkül	1 / 12

KEZELÉSI AJÁNLÁS:

Kérjük, tartsa be a www.gbo.com webhelyen található használati utasítást.



1

Távolítsa el a VACUETTE®
vírusstabilizáló cső kupakját.



2

A páciens orr- garat területéről
vett mintát tartalmazó mintavevőt
azonnal helyezze a csőbe.



3

Zárja le a csövet a PREMIUM
csavaros kupakkal, és szállítsa
a laboratóriumba, a minták
szállítására vonatkozó hatályos
előírásoknak megfelelően.

Megjegyzés: Használat előtt olvassa el a „980360 VACUETTE® vírusstabilizáló cső” használati utasítását:
www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html