



greiner
BIO-ONE

VIRUS STABILIZZATI IN SICUREZZA



STERILE



VACUETTE®

Virus Stabilization Tube

Sin dall'inizio dell'allarmante pandemia globale da Covid-19 e dei suoi effetti, l'attenzione del Sistema Sanitario si è concentrata sulla rilevazione del virus. Greiner Bio-One può contribuire in modo significativo alla rilevazione del virus grazie a VACUETTE® Virus Stabilization Tube. Questo prodotto garantisce la sicurezza nel trasporto e nella conservazione dei campioni. Come ulteriore misura, il trasporto di questo prodotto in combinazione con VACUETTE® Transport Line garantisce maggiore sicurezza nella consegna al laboratorio dei tamponi nasofaringei o orofaringei per la rilevazione del Sars-CoV-2, influenza A e influenza B.

- / Contenitore primario per trasporto e la conservazione dei campioni
- / Prodotto secondo gli standard qualitativi di Greiner Bio-One
- / Provetta in PET sterile, non-sottovuoto, con una soluzione salina di tampone fosfato
- / Prodotto marchiato CE

COME CONSERVARE I CAMPIONI IN SICUREZZA FINO ALL'ANALISI.

Il campione può essere conservato fino a 72 ore a 4°C in una provetta PREMIUM, senza vuoto, con tappo a vite e soluzione salina di tampone fosfato (PBS).

L'RNA virale può essere estratto ed analizzato usando le tecniche di amplificazione degli acidi nucleici.



Greiner Bio-One Italia S.r.l. Cassina de' Pecchi, Italy
PHONE +39 02 94383340 / FAX +39 02 94383366 / E-MAIL office@it.gbo.com
Greiner Bio-One is a global player.
Find the contact details of your local partner on our website.

www.gbo.com

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O ORDINARE CAMPIONI SI
PREGA DI VISITARE IL NOSTRO SITO O DI CONTATTARCI.

VACUETTE® Virus Stabilization Tube

Codice	Volume	Colore tappo	Colore anello	Tappo	Dimensioni	Etichetta	Inner / Outer [Qtà.]
456162	2ml	● rosso	○ bianco	PREMIUM	13 x 100	Carta	50 / 1.200
456161	3ml	● rosso	○ bianco	PREMIUM	13 x 100	Carta	50 / 1.200

VACUETTE® CF. Trasporto

Codice	Descrizione	Inner / Outer [Qtà.]
472040	incl. inserto in schiuma per 40 provette, senza Transport Carton HK0190	1 / 10

VACUETTE® Contenitore per trasporto

Codice	Descrizione	Inner / Outer [Qtà.]
800110	incl. inserto in schiuma per 12 provette, senza Transport Carton HK0190	1 / 12

RACCOMANDAZIONI

Si prega di seguire le istruzioni d'uso sul sito www.gbo.com



1

Rimuovere il tappo da VACUETTE® Virus Stabilization Tube.



2

Inserire immediatamente nella provetta il tampone con il campione prelevato dall'area nasofaringea o orofaringea del soggetto.



3

Chiudere il tappo PREMIUM della provetta e trasportare il campione al laboratorio in accordo con le linee guida per il trasporto dei campioni biologici.

Nota: Prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso "980360 VACUETTE® Virus Stabilization Tube" www.gbo.com/en-IT/know-how-services/download-center.html.