

## VACUETTE® SAFELINK

L'innovativo prodotto consente un prelievo di sangue semplice e rapido, in combinazione con i dispositivi medici che dispongono di un collegamento Luer-Lock femmina standard. Il VACUETTE® SAFELINK può essere utilizzato assieme a tutti gli attacchi Luer femmina standard nell'ambito dell'estrazione di campioni di sangue ed è in grado di resistere a una pressione massima di 185 mmHg. In base alle direttive¹, si consiglia l'utilizzo di un meccanismo Luer-Lock assieme a cateteri venosi per un prelievo sicuro.

Il supporto monouso sterile privo di lattice è realizzato in plastica infrangibile, con un collegamento Luer-Lock sicuro. Nella parte interna del VACUETTE® SAFELINK si trova un ago in acciaio inossidabile.

- / Portaprovette per uso singolo
- / Utilizzo semplice: adatto per tutti i collegamenti Luer-Lock femmina standard
- Collegamenti filettati sicuri tra supporto e prodotto per il prelevamento, per un fissaggio sicuro

## SISTEMA DI VITI SEMPLICE PER UN FISSAGGIO SICURO.

Grazie al semplice meccanismo Luer-Lock, il supporto è un accessorio pratico e versatile, utilizzato per il prelievo del sangue. Grazie a una breve rotazione, può essere utilizzato in modo sicuro con il relativo prodotto monouso.



## VACUETTE® SAFELINK

Codice	Descrizione	Interno / Esterno [Qtà.]
450210	camicia con adattatore Luer Maschio, confezionato singolarmente	100 / 800

## **RACCOMANDAZIONI**

Si prega di seguire le istruzioni d'uso sul sito www.gbo.com

