




19 SCHRITTE DER VENÖSEN BLUTENTNAHME

**SCHULUNG
VERFÜGBAR!**

Weitere Informationen
unter training.gbo.com

Greiner Bio-One empfiehlt folgende Vorgehensweise

-  1 Ärztliche Anordnung
-  2 Produkte mitführen
-  3 Handhygiene
-  4 Patientenidentifikation und Gespräch
-  5 Patient in Sitz- oder Liegeposition
-  6 Punktionsstelle auswählen
-  7 Handhygiene, Handschuhe anziehen
-  8 Patientenindividuelle Produktauswahl
-  9 Punktionsstelle desinfizieren
-  10 Venenstauer anlegen
-  11 Venenpunktion
-  12 Röhrchen füllen
-  13 Venenstauer lösen
-  14 Blutproben entnehmen (korrekte Füllreihenfolge) + Röhrchen schwenken
-  15 Nadel entfernen und entsorgen
-  16 Röhrchen beschriften
-  17 Reinigung und Wundversorgung
-  18 Spezielle Empfehlungen zur Handhabung und zum Transport
-  19 Verabschiedung, Entsorgung, Reinigung und Handdesinfektion

ANMERKUNG

Befolgen Sie bei der Verwendung und Entsorgung der Produkte stets die allgemein gültigen und sicheren Arbeitsverfahren und Vorsichtsmaßnahmen.

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind die Meinung der Autoren und stellen keine ausdrückliche Zustimmung seitens Greiner Bio-One (oder der externen Organisationen, die die Autoren beschäftigen) dar. Es dient nur zu Informationszwecken und stellt keine medizinische Beratung dar und ist auch nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung gedacht oder als solches empfohlen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind kein Ersatz für eine sachgemäße Beurteilung, und der Leser ist allein verantwortlich für Entscheidungen, die ganz oder teilweise aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen resultieren. Soweit nach geltendem Recht zulässig, haften weder Greiner Bio-One noch die Autoren für getroffene Entscheidungen, ergriffene Maßnahmen oder Unterlassungen im Vertrauen auf die in diesem Dokument dargelegten Informationen, Aussagen, Bewertungen oder Empfehlungen.

www.gbo.com

Greiner Bio-One GmbH / Bad Haller Straße 32 / A-4550 Kremsmünster / Austria
PHONE +43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL office@gbo.com

QUELLEN

WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy WHO (2010).

CLSI standards GP41 Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens; 7th Edition. CLSI (2017)

Phlebotomy Essentials McCall R.; Tankersley C. M.; 6th Edition (2016)

Greiner Bio-Ones Fachwissen