

ORDEN DE LLENADO

PARA UNA
CORRECTA
MANIPULACIÓN

por favor, consulte las
Instrucciones de Uso de
cada producto en
www.gbo.com.

VACUETTE®

Tubos de obtención de muestras sanguíneas

basado en el estándar internacional CLSI GP41-ED7

1

CULTIVO DE SANGRE

2

CITRATO DE SODIO/CTAD*

3

SUERO

con y sin Gel

4

HEPARINA

con y sin Gel

5

EDTA

con y sin Gel

6

INHIBIDOR DE
LA GLICÓLISIS

7

OTROS ADITIVOS



NOTA

Siga siempre los procedimientos de seguridad de su centro y las precauciones durante el uso y la eliminación de los productos.

* Si se utiliza una palomilla de extracción, el primer tubo no se llenará por completo. Por lo tanto, si se toma primero una muestra de Citrato de Sodio, se recomienda utilizar previamente un tubo de descarte (por ejemplo, sin aditivo) para garantizar la proporción adecuada de aditivo en la sangre. No obstante, aunque hay estudios que demuestran que las pruebas de PT y PTa no se ven afectadas, es aconsejable extraer un segundo tubo para otras pruebas de coagulación, ya que no se sabe si estas pruebas se verán afectadas o no.

This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use which accompanies each product or is available for download from our website at www.gbo.com/DownloadCenter. For more information contact your local Greiner Bio-One sales representative or visit our website.

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved. If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other user rights in this documents. In particular to signs such as the mentioned word-picture-brands and logos. Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited. Media owner: Greiner Bio-One GmbH

www.gbo.com

Greiner Bio-One GmbH / Bad Haller Straße 32 / 4550 Kremsmünster / Austria
PHONE +43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL office@gbo.com

Poster Order of Draw es [rev.03, 04.2021]


greiner
BIO-ONE